

Liquimate Colla istantanea bicomponente

Descrizione

Colla istantanea universale a 2 componenti per riparazioni veloci e professionali. Riempie gli spazi vuoti fino a 6 mm. Si solidifica completamente.

Caratteristiche

- proprietà di adesione eccellenti
- nessun gocciolamento
- rapido indurimento
- riempie gli spazi vuoti fino a 6 mm
- lavorabile meccanicamente
- estremamente resistente agli urti

Dati Tecnici

Colore/aspetto	transparent (A), white (B)
Base	cyanoacrylate
Densità	1,09 (A), 1,17 (B) g/ml
Odore	pungent (A), characteristic (B)
Punto di infiammabilità	80 (A), >100-<160 (B) °C
Viscosità a 23 °C	195.000 (A), 63.000 (B) mPas
Forma	liquid
Conservabilità	12 mesi
Stabilità termica	-40 to +80 °C
Indurimento finale a circa 25°C	24 h

Settori di utilizzo

Ottimo per un'ampia gamma di materiali come plastica, gomma, metallo, legno, cuoio e carta. Grazie alla sua consistenza gelatinosa può essere applicata anche su superfici verticali.

Avvertenza

Per assemblare la doppia siringa, inserire per prima cosa lo stantuffo. Quindi rimuovere il tappo e fissare il miscelatore statico.

È inoltre disponibile:

N. art. 21470, punte di ricambio del miscelatore

Utilizzo

La superficie da incollare deve essere pulita, asciutta e priva di grasso. Applicare la colla su una delle due superfici e farla aderire all'altra parte entro 1 minuto. A seconda del materiale, il tempo di posizionamento è di 5-75 secondi. Conservare la colla in un luogo fresco e asciutto.



Contenuto delle confezioni

10 g Blister 21262
D-GB-F-I-E-P

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.