

Lecksucher



Описание

Обнаруживает негерметичные места на емкостях, трубопроводах, шлангах, резьбовых соединениях, сварных швах, фланцевых соединениях и арматуре. Растворимая в воде, биологически разлагаемая проверочная жидкость. Хорошее пенообразование обеспечивает экономичное и надежное применение.

Свойства

- высокопроизводительно
- биологически расщепляемо
- пригодно к смешиванию с водой
- дружелюбен к окружающей среде
- образует воздушные пузырьки

Технические данные

Содержание действующего вещества	100 %
устойчивость пены	ca. 80 %
коррозия согласно DIN 30660	keine Korrosion an Eisen, Zink, Zinn, Kupfer, Messing, Aluminium
Трубы из ПЭ согласно DIN 30657	compatible
Уплотнения согласно DIN 30660	compatible
Смазочные материалы согласно DIN 3536	compatible
Запах	odorless
Плотность при 20°C	1,01 g/ml
Форма	liquid
Цвет / внешний вид	colourless

Сфера применения

Техническое обслуживание транспортных средств:
Ремонтные работы на пневматических тормозных системах грузовых автомобилей, автобусов и коммерческих автомобилей, сварочных аппаратах.

Промышленность:

Работы по испытанию и техническому обслуживанию пневматических трубопроводов.

Медицина:

Испытания операционной арматуры для наркоза, анестезии, аппаратов для искусственного дыхания.

В быту и спорте:

Акваланги, оборудование для кемпинга.

Внимание!

В связи с разнообразными возможностями применения и различными материалами мы рекомендуем перед использованием продукта проверить его пригодность путем достаточного количества собственных испытаний.

Применение

Набрызгать на проверяемые детали в соответствующем количестве, например, с помощью нашего распылителя с дозатором Pump-Sprüh-Flasche (изделие номер 3316 или изделие номер 29032).

Имеющиеся упаковки

5 л пластиковая канистра 4120
D-GB

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.