

Liquimate Colle forte 2K

Description

Colle instantanée universelle à deux composants pour des réparations rapides et professionnelles. Prise en jeu jusqu'à 6 mm. Durcit complètement.

Propriétés

- excellentes propriétés adhésives
- ne goutte pas
- durcissant rapidement
- colmate des interstices jusqu'à 6 mm
- usinage mécanique possible
- excellente résistance aux chocs

Données techniques

Couleur/aspect	transparent (A), white (B)
Base	cyanoacrylate
Densité	1,09 (A), 1,17 (B) g/ml
Odeur	pungent (A), characteristic (B)
Point d'inflammation	80 (A), >100-<160 (B) °C
Viscosité à 23 °C	195.000 (A), 63.000 (B) mPas
Forme	liquid
Stockage	12 mois
Résistance à la température	-40 to +80 °C
Durcissement final à 25 °C	24 h

Champs d'application

Parfaitement indiquée pour divers matériaux tels que le plastique, le caoutchouc, le métal, le bois, le cuir et le papier. Grâce à sa consistance en gel, elle s'utilise également sur les surfaces verticales.

Commentaire

Pour assembler la seringue double, insérer tout d'abord le piston. Enlever ensuite le capuchon et appliquer le mélangeur statique.

Disponible séparément :

Réf. 21470, seringue de rechange

Utilisation

La surface à coller doit être propre, sèche et exempte de graisse. Appliquer la colle sur l'une des deux surfaces et assembler les pièces dans la minute qui suit. Selon le matériau, le temps de positionnement est de 5 à 75 secondes. Conserver la colle dans un

endroit frais et sec.

Conditionnements disponibles

10 g Blister 21262
D-GB-F-I-E-P

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.

